

Héparine et consoude agissent de diverses manières contre les inflammations et enflures. Le nouveau gel traumalix dolo® venactiv intègre ces deux substances éprouvées dans un complexe actif unique.

Un duo d'enfer

Pour enflure et affection veineuse

Jambes lourdes, fatiguées, enflées – l'arrivée des beaux jours coïncide avec l'apparition d'affections veineuses typiques. Mais grâce au nouveau gel traumalix dolo® venactiv, tout cela sera bientôt de l'histoire ancienne.

Son complexe actif à base d'héparine et de consoude (*Symphytum officinale*) à haute dose allie idéalement les propriétés décongestives, antalgiques et anti-inflammatoires de ces deux substances éprouvées. Il agit sur le liquide tissulaire en le résorbant, ce qui atténue la douleur et accélère la guérison. Par ailleurs, les microvecteurs végétaux à base de souci (*Calendula officinalis*) et de millepertuis perforé (*Hypericum perforatum*) de ce gel apportent un soin spécial.

Large champ d'application

Le gel traumalix dolo® venactiv, désormais disponible en pharmacie, peut être utilisé dans les cas suivants:

- affections veineuses des jambes, inflammation veineuse superficielle et traitement consécutif à une sclérothérapie;
- blessures douloureuses et contuses, telles qu'entorses, froissures, contusions, élongations, ecchymoses et tuméfactions;
- en soutien au soulagement de l'arthrose et du rhumatisme.
- en cas de douleurs et d'inflammation des articulations, muscles, tendons et ligaments, comme dans le cas de contractures musculaires, courbatures,



Le gel traumalix dolo® venactiv à base d'héparine et de consoude hautement dosées soulage l'enflure et l'inflammation consécutives à des troubles veineux des jambes, des blessures ou une arthrose.

Le gel traumalix dolo® venactiv est exempt de parfums et colorants synthétiques, de silicone, de paraffine et autres produits dérivés du pétrole.

Conditionné en tube de 40 et 100g, le gel traumalix dolo® venactiv est en vente libre dans les pharmacies.

raideur de la nuque, douleurs dorsales et lumbago.

Simplicité d'utilisation

En l'absence de prescription différente du médecin, il convient d'appliquer 2 à 3 fois par jour (chez l'adulte) 5 cm de gel traumalix dolo® venactiv sur la zone à traiter et de le faire pénétrer par un massage léger. Sur les jambes, le massage doit être effectué de bas en haut.

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre pharmacien ou à Drossapharm SA, 4002 Bâle.

Veillez lire la notice d'emballage.

Bon

Contre remise de ce bon, vous recevrez dans votre pharmacie un échantillon gratuit du nouveau gel traumalix dolo® venactiv.



Valable jusqu'au 25 juin 2015, dans la limite du stock disponible.

Note au distributeur: les échantillons sont disponibles auprès des commerciaux de Drossapharm SA. Veuillez conserver le bon pour le représentant commercial.